

Brug af Marsden M-430BT

Kontakt

❶ Stil vægten på gulvet. Kontroller om den står vandret på indikatoren



❷ Tryk på den nederste knap til højre for displayet for at tænde vægten



❸ Eller tryk fast med foden på den grønne ON knap og flyt foden igen



❹ Når display'et viser "0.0" er vægten klar til brug



❺ Stil dig op på vægten og stå meget stille



❻ Når vægten er færdig med at måle vises din vægt i display'et - og et "beep"



- Du skal ikke tænde for vægten, før du har stillet den på gulvet. Vægten skal stå på et plant underlag.
- Hvis vægten ikke står vandret, så skal de fire fødder justeres. Brug indikatoren til at se om den står vandret.
- Hvis du trykker på ON knappen på den anden side af displayet, vises tallene fra den modsatte side. Det kan være praktisk, hvis du skal vejes af en medhjælper.
- Husk først at træde op på vægten, når den viser "0.0". Den afgiver to korte "beep", når den er klar.
- Vægten slukker automatisk efter et minut.