

## Brug af personvægt UC-321

Kontakt

**1** Tag fat i vægten og stil den på gulvet



**2** Tryk på knappen for at tænde vægten



**3** Displayet viser alle cifrene et øjeblik



**4** Når displayet viser "0.0" er vægten klar



**5** Stil dig op på vægten og stå stille



**6** Kort efter vises din vægt i displayet



- Du skal ikke tænde for vægten, før du har stillet den på gulvet. Vægten skal stå på et plant underlag.
- Du kan også trykke på knappen med foden for at tænde for vægten. Så behøver du ikke at bukke dig.
- Husk først at træde op på vægten, når den viser "0.0"
- Du skal stå meget stille under målingen. Du må ikke stå og svaje.
- Så længe vægten måler, viser displayet "- - - -"
- Når displayet viser din vægt, kan du træde ned fra vægten.
- Vægten slukker automatisk efter et øjeblik.